



МАССАЖНАЯ НАКИДКА ZET- 824 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение /Частота	220V/50 Hz
Мощность	24 W
Размер	65x34x40 cm
Вес	2.72kg

Уважаемый покупатель,

Благодарим Вас за покупку устройства тм ZENET.

Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить ее для дальнейшего использования.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Никогда не прикасайтесь к вилке питания мокрыми руками, не мочите массажер, избегайте любых контактов прибора с водой и эксплуатации во влажных помещениях.
- Избегайте попадание на прибор прямых солнечных лучей.
- Избегайте воздействия на прибор высоких температур.
- Никогда не снимайте крышку.
- Не допускайте, чтобы с прибором играли дети.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
- Никогда не используйте нестандартные источники питания.
- Не используйте поврежденные кабели и адаптеры.
- В случае обнаружения неисправности немедленно отключите массажер от сети.
- Ремонт прибора может выполняться только сертифицированными специалистами.

Неправильное использование и несанкционированный ремонт не допускаются и приводят к потере гарантии, а также исключает любую ответственность продавца за нанесенный ущерб.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Никогда не используйте массажер под одеялом.
- Не используйте массажер во время сна.
- Во избежание чрезмерной стимуляции мышц и нервов, время массажа не должно превышать 15 минут за один раз.
- Если у вас есть хронические заболевания, перед использованием массажера проконсультируйтесь с врачом.

ВНИМАНИЕ:

Для вашей безопасности массажер оборудован защитой от перегрева. Обогрев автоматически выключается, когда достигается предельная температура. Чтобы не перенапрягать мышцы и нервные окончания, мы рекомендуем проводить непрерывный массаж не более 15 минут, после чего давать телу отдохнуть.

НАСТРОЙКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Прикрепите массажер к стулу с помощью эластичных ремней или поместите его на другую опору.
2. Подключите кабель адаптера к соответствующему кабелю на накидке.
3. Подключите адаптер к розетке.
4. Включите устройство с помощью пульта, выберите желаемый режим работы из представленных:
 1. Массаж всей спины полностью
 2. Массаж верхней части спины
 3. Массаж нижней части спины
5. Красной кнопкой вы можете включить и выключить режим инфракрасного прогрева.
6. Для включения вибрации в нижней части накидки выберете оптимальную мощность вибрации кнопкой с индикаторами мощности вибрации. В массажере представлены 3 режима мощности вибрации: 1, 2 и 3.
6. Извлеките адаптер из розетки, когда закончите использовать массажер.

ЧИСТКА И УХОД:

1. Не стирайте массажер и не погружайте его в воду.
2. Для очистки протрите массажер влажной тканью и тщательно просушите перед дальнейшим использованием.
3. Не протирайте изделие спиртом или агрессивными химическими веществами, такими как растворители или отбеливатели.
4. Не растягивайте эластичные ремни на спине.
5. Храните массажер вдали от источников тепла и без воздействия прямых солнечных лучей, в прохладном, сухом месте, недоступном для детей.
8. Избегайте контакта прибора с острыми предметами, которые могут порезать или проколоть крышку массажера.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
 - механические повреждения;
 - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
 - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
 - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного внесения конструктивных изменений;
 - используемые в коммерческих или промышленных целях

Модель _____

Дата продажи _____

Магазин _____

Подпись продавца _____

Произведено в Китае для «ZENET» Германия, Zenet GmbH
Waldstr. 32 60528 Frankfurt am Main Germany