



МАССАЖНАЯ НАКИДКА ZET- 830
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение /Частота	220V/50 Hz
Мощность	24 W
Размер	70x43x38 cm
Вес	2.83kg

Уважаемый покупатель,
Благодарим Вас за покупку устройства тм ZENET.
Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить ее для дальнейшего использования.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Никогда не прикасайтесь к вилке питания мокрыми руками, не мочите массажер, избегайте любых контактов прибора с водой и эксплуатации во влажных помещениях.
- Избегайте попадание на прибор прямых солнечных лучей.
- Избегайте воздействия на прибор высоких температур.
- Никогда не снимайте крышку.
- Не допускайте, чтобы с прибором играли дети.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
- Никогда не используйте нестандартные источники питания.
- Не используйте поврежденные кабели и адаптеры.
- В случае обнаружения неисправности немедленно отключите массажер от сети.
- Ремонт прибора может выполняться только сертифицированными специалистами.

Неправильное использование и несанкционированный ремонт не допускаются и приводят к потере гарантии, а также исключает любую ответственность продавца за нанесенный ущерб.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Никогда не используйте массажер под одеялом.
- Не используйте массажер во время сна.
- Во избежание чрезмерной стимуляции мышц и нервов, время массажа не должно превышать 15 минут за один раз.
- Если у вас есть хранические заболевания, перед использованием массажера проконсультируйтесь с врачом.

ВНИМАНИЕ:

Для вашей безопасности массажер оборудован защитой от перегрева. Обогрев автоматически выключается, когда достигается предельная температура.
Чтобы не перенапрягать мышцы и нервные окончания, мы рекомендуем проводить непрерывный массаж не более15 минут, после чего давать телу отдохнуть.

НАСТРОЙКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Прикрепите массажер к стулу с помощью эластичных ремней или поместите его на другую опору.
2. Подключите кабель адаптера к соответствующему кабелю на накидке.
3. Подключите адаптер к розетке.
4. Включите устройство с помощью пульта и выберите режим массажа прибора из 3 представленных видов:
 - 1.Кнопкой DEMO вы можете включить полностью автоматический режим работы массажной накидки, который будет в произвольном порядке переключать режимы массажа и вибрации прибора.
 2. Автоматический массаж выбранной области. На верхней части пульта управления есть возможность выбора массажа верхней части спины (кнопка NECK) или нижней части спины (кнопка BACK). Так же можно выбрать равномерный массаж всей области спины (кнопка FULL).
 3. Ручной выбор области массажа спины. С помощью кнопки SPOT вы можете выбрать конкретную область спины, которую хотите массажировать. Для перемещения массажных роликов в режиме SPOT используйте кнопки со стрелками вверх и вниз.
5. Вы можете установить таймер на 5 минут,10 минут или 15 минут, используя кнопку TIMER пульта управления. По прошествии выбранного вами времени массажная накидка отключится сама.
6. Для включения и выключения инфракрасного прогрева используйте кнопку HEAT.
7. Для включения и выбора силы вибрации сиденья массажера используйте кнопку VIBRATION. Индикаторы на этой кнопке соответствуют 3 видам вибрации. L-слабая вибрация, M-умеренная вибрация, H-сильная вибрация.
8. Извлеките адаптер из розетки, когда закончите использовать массажер.

ЧИСТКА И УХОД:

- Не стирайте массажер и не погружайте его в воду.
- Для очистки протрите массажер влажной тканью и тщательно просушите перед дальнейшим использованием.
- Не протирайте изделие спиртом или агрессивными химическими веществами,

такими как растворители или отбеливатели.

- Не растягивайте эластичные ремни на спине.
- Храните массажер вдали от источников тепла и без воздействия прямых солнечных лучей, в прохладном, сухом месте, недоступном для детей.

8. Избегайте контакта прибора с острыми предметами, которые могут порезать или проколоть крышку массажера.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
 - механические повреждения;
 - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
 - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
 - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного внесения конструктивных изменений;
 - используемые в коммерческих или промышленных целях

Модель_____	Произведено в Китае для «ZENET» Германия, Zenet GmbH Waldstr. 32 60528 Frankfurt am Main Germany
Дата продажи _____	
Магазин _____	
Подпись продавца _____	