

Массажер для стоп «БЛАЖЕНСТВО ПРО»



KZ 0475 - без функции подогрева, цвет черный
KZ 0476 - с функцией подогрева, цвет бургундия

Массажер для стоп «БЛАЖЕНСТВО ПРО»

BRADEx™
— Health & Beauty



Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Сочетание современных технологий и древних традиций массажа стоп подарит вам состояние полного блаженства. Массажные ролики производят разминание стопы, подобное ручному массажу. На дисплее расположены кнопки для индивидуальной настройки: время, режим, скорость, направление движения роликов.

Преимущества:

- Одновременный массаж двух стоп.
- Индивидуальная настройка.
- Эффект ручного массажа.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Храните:

- в местах, недоступных для детей и животных,
- вдали от нагревательных приборов,
- вдали от прямых солнечных лучей,
- вдали от воды и других жидкостей.

Не эксплуатировать в местах с повышенной влажностью.



ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА:

1. корпус
2. платформы для ног
3. съемные тканевые чехлы с застежкой-молнией
4. массажные ролики
5. световые индикаторы включения подогрева (для модели KZ 0476)
6. шнур
7. дисплей для индивидуальной настройки

• кнопки:

- ON/OFF – включить/выключить
- AUTO – авторежим
- SPEED – скорость
- TIME – время
- DIRECTION – направление массажа
- HEATING – подогрев (для модели KZ 0476)



ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

- Подключите шнур.
- Снимите обувь.
- Поместите стопы на платформы, покрытые тканью.
- Нажмите кнопку ON/OFF.
- Установите настройки под себя:
- Нажмите кнопку AUTO, выберите 1 из программ:
P1, P2, P3 – меняются со звуковым индикатором.
- Нажмите кнопку TIME, настройте время работы (от 5 до 30 минут).
- Нажмите SPEED (скорость: высокая, средняя, низкая),
DIRECTION (направление массажа), чтобы настроить под себя.
- Нажмите HEATING (для модели KZ 0476) для прогрева.
- Время работы массажера по умолчанию – 15 минут.
- Для новой процедуры нажмите ON повторно.
- Рекомендованное время не более 30 минут за одну процедуру.
- Чтобы прервать сеанс, нажмите OFF. Массажеру потребуется несколько секунд для полной остановки.
- Массажер отключится автоматически после истечения выставленного времени.
- После использования отключите шнур от розетки.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Не использовать иначе, как для массажа ног и икр.
- Не использовать при отсутствии ткани, покрывающей массажные ролики.
- Каждый раз после использования отключайте массажер от сети.
- Не оставляйте прибор включенным без присмотра.
- Во избежание возможного возгорания не накрывайте массажер.
- Не помещайте внутрь массажера металлические или легковоспламеняющиеся предметы.
- Не используйте в течение часа после еды.
- Не позволяйте детям использовать прибор самостоятельно.
- Не эксплуатируйте поврежденный или неисправный массажер.
- Не тяните за шнур.
- Держите шнур вдали от нагревательных приборов и высоких температур.
- Не используйте при температуре выше 40 °C.
- Не используйте массажер в воде или при высокой влажности.
- Не проводите процедуру массажа с мокрыми ногами.
- Если на массажер попала вода или другая жидкость, немедленно прекратите использование и отключите от питания.
- Не разбирайте массажер самостоятельно, не трогайте внутренние детали.
- Не используйте в состоянии алкогольного опьянения и во время сна.
- Не вставляйте вилку шнура в розетку мокрыми руками.
- Не используйте в ванной комнате.
- Не стойте, не сидите на массажере, не давите на массажные ролики.
- При возникновении сильной боли прекратите использование и проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.
- Перед использованием убедитесь, что напряжение источника питания соответствует требованиям.
- Рабочая температура: от +10 °C до +40 °C.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Диабет, флебит, тромбоз, новообразования, воспалительные процессы, эпилепсия, беременность, остеопороз, воспаления, травмы, сердечные заболевания.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ПРИБОРА:

При загрязнении отключите прибор из сети, дайте остыть, протрите сухой тряпкой. Отстегните тканевые чехлы от платформы для ног. Допускается ручная стирка чехлов в теплой воде.

Не используйте абразивные, отбеливающие и другие агрессивные моющие средства.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

Возможная неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Устройство не работает	● вилка не плотно подключена к розетке	● вставьте вилку правильно
Массажер слишком горячий	● слишком долгое применение массажера	● отключите массажер на 30 минут

ХРАНЕНИЕ:

Температура хранения: от -15 °С до +85 °С.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: АБС пластик, металл, ТПР, полиэстер.

Размер: 59,5х35,5х25 см.

Комплектация: массажер – 1 шт., инструкция.

Входное напряжение: 220 В, АС 50 Гц.

Мощность: 40 Вт.

Размер: 59,5х35,5х25 см.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel. Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il.

Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья».

Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru.

Импортер на территории Республики Беларусь: ТУП «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажных, д.9 комн.34/4, УНП 192409754, email: optbel1@bradex.ru.

Страна происхождения: Китай. Производитель: Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед.

Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938. e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com.

Международная торговая марка «BRADEX».

Пер. №1419183.

Израиль - Пер. №204012.

Россия - Пер. №444287, №683532

Срок эксплуатации: 1 год с начала эксплуатации.

Дату производства смотрите на упаковке.

