

МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП И ИКР «БЛАЖЕНСТВО ЛЮКС»



KZ 0477 - без функции вибрации, цвет бордо
KZ 0478 - с функцией вибрации, цвет черный

МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП И ИКР «БЛАЖЕНСТВО ЛЮКС»

BRADEx™
— Health & Beauty



Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Уникальная функция – аэромассаж икр – теперь доступна и вам с массажером нового поколения «БЛАЖЕНСТВО ЛЮКС».

Снять напряжение, восстановить силы, сделать точечный массаж стоп и массаж икр... – все это может «БЛАЖЕНСТВО ЛЮКС». Роликовый массаж активно воздействует на акупунктурные точки и способствует улучшению кровообращения.

Преимущества:

- Массаж стоп и аэромассаж икр.
- Эффект ручного массажа.
- 4 программы на выбор.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Храните:

- в местах, недоступных для детей и животных,
- вдали от нагревательных приборов,
- вдали от прямых солнечных лучей,
- вдали от воды и других жидкостей.

Не эксплуатировать в местах с повышенной влажностью.



ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА:

1. корпус массажера
2. платформы для ног (подходят для любого размера стопы)
3. съемные тканевые чехлы с застежкой-молнией
4. шнур питания
5. дисплей для индивидуальной настройки

- кнопки:
- **POWER** – включить/выключить
- **AUTO** – авторежим
- **HEAT** – подогрев
- **VIBRATION** – вибрация для модели KZ 0478
- **MANUAL** – массаж ног, ног и икр, только икр на выбор.



ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

- Подключите шнур питания к розетке.
- Снимите обувь.
- Поместите стопы на платформы, покрытые тканью.
- Нажмите кнопку POWER.
- Нажмите кнопку MANUAL, выберите 1 из 3 программ:
1 – массаж стоп и икр, 2 – только икр, 3 – только стоп.
- Нажмите кнопку AUTO для автоматической программы массажа.
- Нажмите HEAT для включения функции прогрева.
- Нажмите VIBRATION для включения функции вибрации (для модели KZ 0478).
- Время работы массажера по умолчанию – 15 минут.
- Для новой процедуры нажать POWER повторно.
- Рекомендованное время не более 30 минут за одну процедуру.
- Чтобы прервать сеанс, нажмите POWER. Массажеру потребуется несколько секунд для полной остановки.
- После использования отключите шнур от розетки.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Не использовать иначе, как для массажа ног и икр.
- Не использовать при отсутствии ткани, покрывающей массажные ролики.
- Каждый раз после использования отключайте массажер от сети.
- Не оставляйте прибор включенным без присмотра.
- Во избежание возможного возгорания не накрывайте массажер.
- Не помещайте внутрь массажера металлические или легковоспламеняющиеся предметы.
- Не используйте в течение часа после еды.
- Не позволяйте детям использовать прибор самостоятельно.
- Не эксплуатируйте поврежденный или неисправный массажер.
- Не тяните за шнур.
- Держите шнур вдали от нагревательных приборов и высоких температур.
- Не используйте массажер в воде или при высокой влажности.
- Не проводите процедуру массажа с мокрыми ногами.
- Если на массажер попала вода или другая жидкость, немедленно прекратите использование и отключите от питания.
- Не разбирайте массажер самостоятельно, не трогайте внутренние детали.
- Не используйте в состоянии алкогольного опьянения и во время сна.
- Не вставляйте вилку шнура в розетку мокрыми руками.
- Не используйте в ванной комнате.
- Не стойте, не сидите на массажере, не давите на массажные ролики.
- При возникновении сильной боли прекратите использование и проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.
- Перед использованием убедитесь, что напряжение источника питания соответствует требованиям.
- Рабочая температура: от +10 °C до +40 °C.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Диабет, флебит, тромбоз, новообразования, воспалительные процессы, эпилепсия, беременность, остеопороз, воспаления, травмы, сердечные заболевания.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ПРИБОРА:

При загрязнении отключите прибор из сети, дайте остыть, протрите сухой тряпкой.
Не используйте абразивные, отбеливающие и другие агрессивные моющие средства.
При необходимости отстегните съемные тканевые чехлы от массажера, постирайте, высушите, верните на место.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

Возможная неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Устройство не работает	● вилка не плотно подключена к розетке	● вставьте вилку правильно
Массажер слишком горячий	● слишком долгое применение массажера	● отключите массажер на 30 минут

ХРАНЕНИЕ:

Температура хранения: от -15 °С до +85 °С.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: АБС пластик, металл, ТПР, полиэстер.

Размер: 45,5 x 43 x 43,5 см.

Мощность: 80 Вт.

Работает от сети: 220-110 В.

Комплектация: массажер – 1 шт., инструкция.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel. Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il.

Импортёр на территории РФ: ООО «Технологии здоровья».

Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8.
Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru.

Импортёр на территории Республики Беларусь: ТУП «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д.9 комн.34/4., УНП 192409754, email: optbel1@bradex.ru.

Страна происхождения: Китай. Производитель: Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед.

Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. тел:+86-574-6560937, факс:+86-574-6560938. e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com.

Международная торговая марка «BRADEX».

Рег. №1419183.

Израиль - Рег. №204012.

Россия - Рег. №444287, №683532

Срок эксплуатации: 1 год с начала эксплуатации.

Дату производства смотрите на упаковке.

