

**Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.**

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.

Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il

**Импортер на территории РФ: ООО "Технологии здоровья",**

Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе,

д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66,

www.bradex.ru

**Импортер на территории Республики Беларусь:**

**ТУП «БРАДЕХ»,** 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д.9

комн.34/4., УНП 192409754. E-mail: optbel1@bradex.ru

Страна происхождения: Китай.

Изготовитель: NEH (Нингбо) Индастри энд Трейд, Лтд.

Адрес: Китай, город Нингбо, провинция Чжэцзян, район Цзянбэй,

Ксингхенг Уи Род, частная промышленная зона, строение № 13,

индекс: 315000. Тел.: +86-0574-87915146 Факс: +86-0574-87157609.

E-mail: neh@nehchina.com

**Международная торговая марка «BRADEX». Рег.№1419183**

Израиль - Рег. №204012

Россия - Рег. №444287, №683532

# БА ХО ТУАН

## НАБОР ВАКУУМНЫХ БАНОК С НАСОСОМ

KZ 0918

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Банки из прочного пластика используются для каппинг-терапии - физиотерапевтической процедуры, когда вакуумные банки ставятся на участок тела для получения оздоровительного эффекта. Вакуумные банки из пластика гораздо безопаснее стеклянных, потому что не требуют использования открытого источника огня. Банки также оснащены острыми магнитными конусами для воздействия на биологически активные точки магнитным полем радиусом 6-9 см. С помощью вакуумного насоса и клапана регулируется степень всасывания кожи и болевые ощущения. В результате в области проведения каппинг-терапии улучшается кровообращение, повышается уровень кислорода в крови, активизируется обмен веществ, кожа становится более упругой и эластичной.

Также вакуум-терапия "Ба хо гуан", является одним из методов лечения, который широко практикуется в китайской медицине. Считается, что при грамотном использовании банки увеличивают приток энергии Ци и поддерживают баланс Инь и Янь, что положительно влияет на физическое и психическое здоровье человека. Под действием вакуума усиливается выделение содержимого потовых и сальных желез, с которым происходит выведение из организма продуктов обмена веществ.

#### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Храните в местах, недоступных для детей и животных.
- Храните вдали от нагревательных приборов.
- Храните вдали от острых предметов.
- Не позволяйте детям играть с банками.
- Не используйте банки в воде.

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Повышенная температура тела, наличие инфекционных заболеваний, воспалительные процессы, родинки, злокачественные опухоли, эпилепсия, тромбофлебит, варикоз, тромбоз, беременность и период лактации, туберкулез легких в активной стадии, легочные кровотечения, гипертоническая болезнь, заболевания сердечной системы, болезни крови, ожоги и другие поражения кожи, сильная пигментация кожи.
- О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.
- Товар не является медицинским изделием.

#### Установка банок на спину:

Запрещено ставить банки на родинки, позвоночник, костные выступы, на углы лопаток и проекцию области сердца.

Устанавливайте банки симметрично с двух сторон спины.

Поставьте банку, откачайте воздух (1-2 движения насосом), чтобы банка плотно присосалась к телу. Вначале оставляйте банки на 1-1,5 минуты. Максимальное время на теле - 10 минут. В следующий раз банки можно ставить через несколько дней, избегая области, где ставили банки в прошлый раз.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Для лица предназначаются размеры банок от 3 до 4 см, диаметр свыше 4-5 см ориентирован на обработку мягких тканей живота. Спину, бедра, ягодицы обрабатывают самыми большими по площади охвата вакуумными банками.

#### ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

#### ХРАНЕНИЕ И УХОД:

- После использования промойте в воде с мылом или мягким моющим средством.
- Храните чистые банки в коробке в сухом прохладном месте.
- Избегайте контакта с острыми предметами.

#### Характеристики:

Материал: полистирол, АБС, магнит.

Цвет: мультикопир.

Наружный диаметр банок: 30 мм - 2 шт., 33 мм - 2 шт., 44 мм - 2 шт., 52 мм - 2 шт., 61 мм - 2 шт., 68 мм - 2 шт.

Длина трубки: 50 см.

Комплектация: банки - 12 шт., трубка - 1 шт., помпа - 1 шт., инструкция.



#### Установка банок на живот:

Поставьте банку, откачайте воздух (1-2 движения насосом), чтобы банка плотно присосалась к телу. Оставьте банки на 1-1,5 минуты.

Не использовать во время критических дней, беременности, при болях в животе.