

INFRASAUNA

ДВУХЗОННОЕ ИНФРАКРАСНОЕ
ТЕРМООДЕЯЛО ДЛЯ КОСМЕТОЛОГИИ

Размер: 180*220 см

- Естественное инфракрасное тепло
- 2 зоны нагрева - 1 пульт
- Специальный износостойкий материал
- Защита от перегрева



Артикул: S283_bg
Модель: ENILTH/IS/TZ/K-220v



5
СРОК СЛУЖБЫ
ЛЕТ

Инфракрасное термоодеяло для косметологии EcoSapiens «Infrasauna», 180*220 см

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор двухзонного электроодеяла для косметологии «Infrasauna» 180 *220 см.

Изделие, которое Вы держите в руках, разработано и сделано в Санкт-Петербурге, и мы надеемся, что его использование доставит Вам удовольствие.

Пожалуйста, внимательно прочтайте данную инструкцию. Термоодеяло – это нагревательный прибор, поэтому важно пользоваться им правильно. В инструкции мы постарались максимально подробно объяснить, как работает изделие, как правильно им пользоваться и как ухаживать.

Как работает термоодеяло «Infrasauna» (Прочтайте, это важно и интересно)

Нагревательный элемент в Инфракрасном низкотемпературном обогревателе – карбоновая нить, а не металлический провод, как бывает обычно.

Карбоновое волокно – уникальный материал, легкий, прочный, износостойчивый, проводящий тепло. В отличие от нагревательного металлического провода, углеродная нить генерирует тепло в инфракрасном диапазоне, максимально близком к диапазону тепла человеческого тела. Такое тепло естественно и безопасно. Проведя даже длительное время около обогревателя, Вы не будете чувствовать обезвоженности и сухости кожи.

Инфракрасное термоодеяло практически не нагревается само. Если Вы разложите изделие, включите его максимальный режим нагрева и дотронетесь до поверхности через некоторое время, то оно будет практически холодным. Но стоит Вам лежь на него – и Вы почувствуете приятное тепло. Дело в том, что инфракрасные волны греют окружающие предметы, например, Ваше тело, а не воздух вокруг. Благодаря этому свойству, изделие очень экономично (мощность каждой зоны всего 60 и 70Вт) и потребляет энергию в разы меньше традиционного обогревателя.

Объяснение символов на этикетке



Меры предосторожности

Инфракрасное термоодеяло – бытовой обогреватель, который требует аккуратного использования с соблюдением всех рекомендаций из данной инструкции. Всегда отключайте обогреватель от источника питания, если длительное время не планируете им пользоваться. Будьте особенно внимательны при использовании в следующих условиях:

- при использовании детьми (разрешается только под присмотром взрослых);
- при ослаблении чувствительности кожи; при употреблении препаратов, вызывающих сонливость или в состоянии алкогольного опьянения;
- при сильной усталости;
- при наличии заболеваний, при которых использовать тепло не рекомендовано лечащим врачом.
- не допускайте протечки любого вида жидкости на включенное изделие.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять включенный обогреватель без надзора;
- втыкать в обогреватель металлические или иные предметы;
- разбирать изоляционные чехлы и переключатели;
- эксплуатировать обогреватель при поврежденном чехле, а также при поврежденном проводе или выключателе;
- включать мокрый обогреватель;
- распарывать или иным способом вскрывать изделие;
- стирать и сушить в стиральной машине;
- гладить;
- укладывать на изделие другие нагревательные элементы и приборы;
- использовать лицам, не чувствительным к теплу, инвалидам и детям без присмотра.

Как пользоваться косметологическим термоодеялом

Инфракрасное одеяло для косметологии имеет две зоны нагрева – верхнюю и нижнюю, которые могут работать независимо друг от друга и регулируются с помощью одного 2-х зонного пульта управления. Верхняя зона – прогрев от плеч до низа живота. Нижняя зона – бедра, ягодицы и ноги.

Одеяло используется для обертываний в косметологии, чтобы улучшить эффект от процедуры, а также с целью выравнивания рельефа кожи, повышения тонуса, снижения веса, расслабляющего эффекта и тд.

Изделие выполнено из влагостойкого материала с высокой износостойкостью. Легко чистится, надежно защищает нагревательный элемент в случае попадания воды и других влажных материалов. Наличие липучек позволяет удобно фиксировать половинки одеяла и настраивать персонально под каждого клиента.

Расположите термоодеяло на кушетке чуть ниже места для головы. Оно разработано таким образом, чтобы область головы не прогревалась (длительный нагрев головы небезопасен для Вашего здоровья). Включите изделие в розетку. Расположитесь на одеяле, согласно рекомендаций по выполняемой процедуре и обернитесь его боковыми частями. Отрегулируйте температуру 1 и/или 2 зоны с помощью пульта управления до комфортной и наслаждайтесь мягким теплом!

Режимы:

- min-1 – минимальный прогрев, ниже температуры тела, практически аналогично выключению;
- 2-8 – индивидуально подбираемый уровень;
- max-9 – максимальный прогрев.

Для Вашей безопасности изделие отключится через 60 мин. автоматически.

Если хотите продолжить прогрев, просто выключите прибор кнопкой на пульте и включите снова. Цикл прогрева на выбранном режиме повторится.

Хранение и уход

- Для правильной работы обогревателя храните его при температуре в диапазоне от -15 до +25 градусов Цельсия, в сухом помещении, в индивидуальной таре, не располагая сверху других предметов;
- Перед использованием осматривайте изделие с целью обнаружения признаков повреждения (при обнаружении прекратите использование изделия и свяжитесь с сервис центром);
- Чтобы почистить обогреватель, отключите прибор от сети;
- Допускается сухая ручная чистка и ручная стирка;

- Небольшие загрязнения можно удалить с помощью влажной тряпочки или губки с небольшим количеством мыла;
- Ручная стирка с мылом допускается при температуре не выше 30 градусов Цельсия и отстегнутом пульте. Помните, что дальнейшее использование возможно только после того, как прибор полностью высохнет естественным путем;
- Избегайте прищепок и иных механических креплений при сушке;
- Нежелательно стирать изделие слишком часто, на протяжении всего срока службы простынь должна подвергаться стирке не более 5 раз.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Номинальное напряжение питания, В _____ 220; Температура нагрева поверхности обогревателя при контакте с телом человека (чтобы почувствовать тепло, плотно прижмите ладонь к изделию и держите некоторое время):

минимальная °C _____ 35 (± 5);
максимальная °C _____ 55 (± 5);

Количество температурных режимов, шт _____ 9;

Автоматический таймер отключения _____ да, 60 мин; Потребляемая мощность, Вт _____ 130 (одна зона 60Вт, другая 70Вт); (при номинальном напряжении 220В)

Степень защиты от влаги _____ IP21, класс защиты II;

Вес, кг _____ 1,35 (± 10 см);

Размер, см _____ 180*220 (допускается отклонение ± 5 см);

Длина провода, м _____ 1,35 (± 10 см);

Материал _____ нейлон (полиуретан);

Модель _____ ENILTH/IS/TZ/K-220v;

Артикул _____ S283_bg;

Цвет _____ бежевый

Комплектность: обогреватель, пульт управления, инструкция по применению, упаковка.

Данный продукт не предназначен для использования в медицинских целях.

Изготовлено по заказу EcoSapiens.

Изготовитель: ООО «Энерлек» ИНН 7804545504

Адрес: 195213, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Складская, д. 6, литер «А», 4 этаж

Страна-производитель: Россия

Товар сертифицирован по ТР ТС 020/2011; 004/2011.

Срок службы – 5 лет.

Гарантийный срок – 12 месяцев.

Дата изготовления: см. на вшивном ярлыке.

EcoSapiens

Нам важно Ваше мнение! Вы всегда можете оставить отзыв о приборе в том магазине или на той электронной площадке, где приобрели товар, а также написать нам на почту.

Служба поддержки потребителей:

Электронная почта: info@enerlek.ru,

Контактный телефон:

+7 (812) 701 05 11 (пн-пт с 10.00 до 18.00)

Официальный сайт: enerlek.ru

