



#### VI. Регистрация пользователя

1. Если вам необходимо хранить данные в облаке, используйте облачное хранилище данных HealthU, для этого зарегистрируйтесь, чтобы войти в приложение и согласитесь предоставлять всю информацию о вашем теле.
2. Зарегистрируйтесь и войдите в HealthU.



#### VII. Добавьте членов семьи.


1. HealthU позволяет вам использовать весы всей семьей и вместе следить за своим здоровьем.
2. Вы можете добавить члена семьи, нажав на главный экран и введя домашних пользователей в настройках.



5

#### VIII. Синхронизация информации с другими приложениями

1. Совместимые данные из HealthU синхронизируются с приложениями Apple Health, Google Fit, Fitbit. Как поделиться данными HealthU с другими приложениями, показано ниже.




"Fitbit"  
(Apple, Android)

"Health"  
(Apple)

"Google Fit"  
(Android)

#### IX. Другие вопросы

1. Срок гарантии данного продукта составляет 1 год. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
2. С распространенными проблемами при использовании HealthU можно ознакомиться в приложении в разделе часто задаваемых вопросов (FAQ).



6

#### ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРИЛОЖЕНИЮ

Как откалибровать весы?

- Просто встаньте на весы, чтобы включить их, сойдите и дождитесь, пока показатели вернутся к значениям 0.0 кг/0.0 фунтов, калибровка произойдет автоматически.

Почему весы не работают? Почему дисплей не отображает данные?

Почем данные на дисплее сразу же исчезают?

- Пожалуйста, проверьте, извлечен ли изоляционный элемент, установлены ли батарейки или же они разряжены и необходимо их заменить.

Дисплей отображает «Err» при измерении процента жировых отложений в организме, если:

- Ваши ноги или весы слишком мокрые.
- Превышение максимальной нагрузки на весы (396 фунтов/180 кг).
- Настройки параметров тела должны соответствовать высоте (3'3" - 7'37" / 100 - 220 см), и возрасту (от 10 до 99 лет).

При взвешивании не измеряются данные о жировых отложениях в организме.

- Убедитесь, что по близости нет других устройств с включенным Bluetooth, кроме того, которое вы используете.
- Для измерения жировых отложений в организме необходимо взвешиваться босиком с сухими ногами.
- Убедитесь, пожалуйста, что вы встаете на электроды или токопроводящее стекло ИТО босиком.
- Убедитесь, что функция Bluetooth включена.
- Пожалуйста, внесите личные данные о росте (3'3" - 7'37" / 100-220 см) и возрасте (от 10 до 99 лет).

Не получается подключить весы к приложению.

- Пожалуйста, проверьте свою модель смартфона. Приложение поддерживает Android 4.3 или выше с Bluetooth 4.0 для устройств Android и iOS 8.0 или выше для устройств iOS.
- Для Android 5 или выше, пожалуйста, включите геолокацию (GPS) на телефоне, прежде чем соединять устройства по Bluetooth (доступ к информации о местоположении в приложении отображается как "Разрешить").
- Для iOS 11 функция Bluetooth может быть включена в интерфейсе настроек, но на самом деле она может быть выключен в интерфейсе управления. Убедитесь, пожалуйста, что функция Bluetooth включена и в интерфейсе настроек, и в интерфейсе управления.
- Если ваш смартфон подключен по Bluetooth к другим устройствам, вам нужно от них отключиться, прежде чем подключаться к весам.

7

## Руководство пользователя смарт-весов



Внимательно прочитайте инструкцию  
перед использованием продукта

#### Элемент определения



#### Принцип работы:

Данное устройство работает по принципу биоэлектрического импеданса. Используйте новейшие технологии для измерения сопротивления тканей организма и повышения точности полученных результатов. Биоимпедансный анализ основывается на том, что проводником являются не жировые отложения, а мышцы и вода, и состав тела диагностируется путем измерения биоэлектрического сопротивления тканей организма.

#### Технические характеристики:

1. Размеры: 280\*280\*25 мм
2. Единица веса: кг/фунты/стоуны
3. Диапазон веса: 0.1 кг – 200 кг/440 фунтов
4. Шаг: 0.05 кг/0.11 фунтов
5. Возраст: от 10 лет и старше.
6. Диапазон роста: 100-220 см.
7. Рабочая температура/влажность: -10°C ~50°C/20%~95%
8. Источник питания: батарейки AAA, 1.5 В (4 шт.).

#### Меры предосторожности при использовании:

01. Не рекомендуется к использованию беременными женщинами и людьми, носящими кардиостимуляторы или другие опасные устройства.
02. Пожалуйста, используйте на ровной твердой поверхности, не используйте на скользком полу.
03. Не вставляйте на шкалу весов и не прыгайте на них, чтобы избежать падения.
04. Дети младше 10 лет не должны использовать продукт во избежание травм.
05. Ваши ноги должны быть чистыми и сухими при использовании весов.
06. В целях получения наилучшего результата, пожалуйста, измеряйтесь каждый день в одно и то же время.
07. Не используйте весы после интенсивных физических упражнений.

1

08. Не разбирайте данный продукт самостоятельно.

09. Не протирайте данный продукт водой или эфирными маслами.

10. Пожалуйста, установите батарейки правильно, если весы не используются в течение длительного времени, извлеките их.

11. Полученные результаты носят ознакомительный характер, пожалуйста, не используйте их в качестве основы для своей диеты или фитнес программы.

#### Руководство по использованию:

##### Установка батареек

Откройте крышку батарейного отсека весов и установите батарейки в правильном направлении в соответствии с указателями. Отображение «Lo» на дисплее означает низкий заряд батареи, пожалуйста, меняйте батарейки вовремя.

##### Автоматическое отключение

Если весы не используются, они автоматически выключатся в течение 10 секунд. Если перегрузка превысит 2,5 кг, устройство автоматически отключится.

##### Погрешность измерений

|                        |                          |                         |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 40 кг±100 гр           | 198 фунтов ± 0,44 фунтов | 190 кг ± 500 гр         |
| 88 фунтов ± 0,22фунтов | 140 кг ± 300 гр          | 418 фунтов ± 1,1 фунтов |
| 90 кг ± 200 гр         | 308 фунтов ± 0,66 фунтов |                         |

##### Требования к оборудованию

1. Bluetooth 4.0, Android 4.3 и выше.
2. iOS 8.0 и выше.


##### Инструкция по продукту:

1. Скачайте и установите приложение "HealthU"
  1. Найдите приложение "HealthU" в App Store или Google Play.
  2. Отсканируйте QR код, расположенный справа, чтобы скачать и установить приложение.



#### II. Первое использование

1. Устройство iOS сразу же станет совместимым с программным обеспечением HealthKit в первый раз. Вы сможете выбрать, совместить их или нет. Устройства Android не будут отображать такое уведомление.
2. Войдите в приложение, чтобы добавить личные данные в соответствии с подсказками, сохраните её и зайдите в основной интерфейс.
3. Подключите устройство в соответствии с подсказками Bluetooth.
4. В первый раз используйте автоматическую привязку весов.




#### III. Начало измерения

1. Поместите весы на гладкий ровный пол при взвешивании, вставая на них босиком.
2. Три мигания указывают на то, что значение веса было измерено: когда на дисплее отображается [---] означает, что измеряются и анализируются другие данные о теле, когда на дисплее вновь отобразится значение веса, это говорит о том, что все измерения завершены.
3. Нажмите на значок "Измерить" в нижнем среднем углу, чтобы измерить данные на весах в главном интерфейсе. Встаньте босиком по расположению электродов и начните взвешивание.




#### IV. Просмотр данных измерений

1. Данные о теле отображаются в приложении после завершения измерения.
2. Нажмите на каждый элемент данных, чтобы просмотреть подробную информацию о них.



#### V. История данных

1. Нажмите на вес в главном интерфейсе, чтобы посмотреть историю данных.
2. Вы также можете посмотреть историю данных в правом нижнем углу в разделе «Curve Data».
3. Нажмите на любую часть истории данных, чтобы просмотреть информацию, измеренную в то время.



4

3

2