

ZENET

MASSAGER ZET-719



MASSAGER ZET-719
USER MANUAL
Voltage / frequency 220V / 50-60Hz
Power 25W

Dear customer,

Thank you for buying one of
Models of ZENET massagers.

Please read the operating instructions and keep them
for future reference.

PRINCIPLE OF THE MASSAGE:

Massage is one of the treatments in traditional Chinese medicine. With the help of the massage one can act on certain parts of the body to treat a certain illness.

Massage is an excellent therapy, with whose help you can make your body stronger and stronger. Massage is widely used in modern medicine. According to the theory of Chinese medicine, the surface of the human body is directly connected to the internal organs with the help of certain points on the body. If something is wrong with the internal organs, the disease affects the surface of the body.

The massage of the main and auxiliary points on the body surface also stimulates the blood circulation.

Massage promotes the body's resistance, the absorption of the inflammatory process and can relieve muscle cramps and pain.

DESCRIPTION OF THE DEVICE:

1. The power regulator
2. The lever
3. The straps
4. The massage nozzle
5. The delimiter
6. The function selection

APPLICATION:

Make sure that the device is in the “OFF” state and plug the power supply unit

unit into the corresponding voltage socket. Set the switch to the «M» position, the device is switched on.

If you turn the speed control clockwise, the massage intensity gradually increases. The reverse action leads to a reduction in intensity.

The duration of the massage should not exceed 15 minutes in order not to cause excessive stimulation. At the end of the massage, switch off the power supply and pull out the plug.

GUARANTEE LIABILITIES:

1. Guarantee of the device according to the operating rules - 1 year from the date of sale.
2. During the warranty period, the device must be replaced if any defects caused by the manufacturer are found. The sales date and the stamp of the trade organization are required.
3. The guarantee does not apply to devices with:
 - mechanical damage;
 - defects resulting from a violation of the terms of use or incorrect actions by the owner of the device;
 - deficiencies due to natural disasters;
 - defects caused by the ingress of foreign bodies and liquids as a result of self-repair or self-introduction of structural changes;
 - used for commercial or industrial purposes.

MASSAGER ZET-719

GEBRAUCHSANLEITUNG

Spannung / Frequenz 220V / 50-60Hz

Leistung 25W

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für eines der
ZENET-Massagemodelle entschieden haben.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und bewahren Sie
sie zum späteren Nachschlagen auf.

PRINZIP DER MASSAGE:

Massage ist eine der Behandlungen in der traditionellen chinesischen Medizin.

Mit Hilfe der Massage kann man auf bestimmte Körperstellen einwirken, um eine bestimmte Krankheit zu behandeln.

Massage ist eine ausgezeichnete Therapie, mit deren Hilfe kann man den Körper immer stärker machen. Massage ist in der modernen Medizin weit verbreitet.

Nach der Theorie der chinesischen Medizin ist die Oberfläche des menschlichen Körpers mit Hilfe bestimmter Punkte des Körpers direkt mit den inneren Organen verbunden. Wenn etwas mit den inneren Organen nicht stimmt, wirkt sich die Krankheit auf die Oberfläche des Körpers aus.

Die Massage der Haupt- und Hilfspunkte auf der Körperoberfläche stimuliert auch die Durchblutung.

Massage fördert den Widerstand des Körpers, die Resorption des Entzündungsprozesses und kann Muskelkrämpfe und Schmerzen lindern.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS:

1. Die Leistungsregler
2. Der Hebel
3. Die Riemen
4. Die Massagedüse
5. Die Trenntaste
6. Der Funktionswahl

ANWENDUNG:

Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Zustand «OFF» befindet, und stecken Sie das Netzteil in die entsprechende Spannungssteckdose. Stellen Sie den Schalter auf Position «M», das Gerät ist eingeschaltet.

Wenn Sie den Geschwindigkeitsregler im Uhrzeigersinn drehen, steigt die Massageintensität allmählich an.

Die umgekehrte Aktion führt zu einer Verringerung der Intensität.

Die Dauer der Massage sollte 15 Minuten nicht überschreiten, um keine übermäßige Stimulation zu verursachen. Schalten Sie am Ende der Massage die Stromversorgung aus und ziehen Sie den Stecker ab.

GARANTIE VERBINDLICHKEITEN:

1. Garantieleistung des Geräts gemäß den Betriebsregeln - 1 Jahr ab Verkaufsdatum.

2. Während der Garantiezeit muss das Gerät ausgetauscht werden, wenn vom Hersteller verursachte Mängel festgestellt werden. Das Verkaufsdatum und der Stempel der Handelsorganisation sind erforderlich.

3. Die Garantie gilt nicht für Geräte mit:
- mechanische Beschädigung;
 - mängel, die durch einen Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen oder durch fehlerhafte Handlungen des Besitzers des Geräts entstanden sind;
 - mängel infolge von Naturkatastrophen;
 - mängel, die durch das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten infolge der Selbstreparatur oder Selbsteinführung von Strukturveränderungen entstanden sind;
 - für gewerbliche oder industrielle Zwecke verwendet.

Masażer ZET-719
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Napięcie /Częstość 220V/ 50-60Hz
Moc 25W

Szanowny klient!

Dziękujemy za zakup jednej z
modeli masażera Zenet.

Prosimy przeczytać instrukcję z obsługi i zachować w celu
późniejszego użycia.

ZASADA MASAŻA:

Masaż jest jednym z sposobów leczenia w chińskiej tradycyjnej medycynie. Za pomocą masaży można wpływać na pewne punkty ciała dla leczenia konkretnej choroby. Masaż to doskonała terapia, za pomocą masaży można zrobić ciało mocniejszym i silniejszym. Masaż szeroko wykorzystują i we współczesnej medycynie. Zgodnie z teorią chińskiej medycyny, powierzchnia ciała człowieka bezpośrednio jest związana z wewnętrznymi organami za pomocą pewnych punktów na ciele. Jeśli z wewnętrznymi organami coś nie tak choroba przejawia się na powierzchni ciała. Masaż głównych i pomocniczych punktów na powierzchni ciała również stymuluje krwionę. Masaż sprzyja odporności organizmu, wchłanianiu zapalnego procesu i może stępić mięśniowe spazmy i bóle.

OPIS PRZYRZĄDU:

1. Regulator potęgi
2. Gałka
3. Rzemień

4. Masażowa nasadka
5. Przycisk odłączania
6. Przełącznik funkcji

EKSPLOATACJA:

Przekonajcie że przyrząd znajduje się w stanie " OFF", wstawcie źródło żywienia do odpowiedniego gniazda napięcia. Ustawcie przełącznik do położenia " M", przyrząd jest włączony.

GWARANCYJNE ZOBOWIAZANIA:

1. Gwarancyjna obsługa przyrządu, pod warunkiem dotrzymania reguł eksploatacji - 1 rok od daty sprzedaży.
2. W ciągu gwarancyjnego terminu przyrząd podporządkowuje się zamianie przy wykryciu defektów, powstałych z winy producenta. Notatka o dacie sprzedaży i sztampa handlowej organizacji jest obowiązkowa.
3. Gwarancja nie rozprzestrzenia się na przyrządy, mające :
 - mechaniczne uszkodzenie;
 - defekty, powstałe wskutek naruszenia warunków i reguł eksploatacji czy wskutek błędnych działań właściciela przyrządu;
 - defekty, powstałe wskutek klęsek żywiołowych;
 - defekty, powstałe wskutek trafienia do środka postronnych przedmiotów, płynów, wskutek samodzielnego remontu, samodzielnego wnoszenia konstruktywnych przemian;
 - wykorzystywane w komercyjnych czy przemysłowych celach.

МАССАЖЕР ZET-719

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение /Частота 220V/ 50-60Hz

Мощность 25W

Уважаемый покупатель,

Благодарим Вас за покупку одной из
моделей массажеров ZENET.

Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить
ее для дальнейшего использования.

ПРИНЦИП МАССАЖА:

Массаж является одним из способов лечения в китайской традиционной медицине. С помощью массажа можно воздействовать на определенные точки тела для лечения конкретного заболевания.

Массаж – это отличная терапия, с помощью него можно сделать тело более крепким и сильным. Массаж широко используется и в современной медицине. Согласно теории китайской медицины, поверхность тела человека непосредственно связана с внутренними органами с помощью определенных точек на теле. Если с внутренними органами что-то не так, заболевание отразится на поверхности тела.

Массаж основных и вспомогательных точек на поверхности тела также стимулирует кровообращение.

Массаж способствует сопротивляемости организма, рассасыванию воспалительного процесса и может притупить мышечные спазмы и боли.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:

1. Регулятор мощности
2. Рукоятка
3. Ремень
4. Массажная насадка
5. Кнопка отсоединения
6. Переключатель функций

ПРИМЕНЕНИЕ:

Пожалуйста, убедитесь, что прибор находится в состоянии «OFF», вставьте источник питания в соответствующее гнездо напряжения.

Установите переключатель в положение «М», прибор включен. Когда Вы вращаете регулятор скорости по часовой стрелке, интенсивность массажа постепенно усиливается. Обратное действие приведёт к снижению интенсивности. Продолжительность массажа не должна превышать 15 минут, чтоб не вызывать чрезмерную стимуляцию. По окончании массажа, выключите питание и вытащите вилку из розетки.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора, при условии соблюдения правил эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении

дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.

3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:

- механические повреждения;
- дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
- дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
- дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта самостоятельного внесения конструктивных изменений;
- используемые в коммерческих или промышленных целях.

РУЧНЫЕ МАССАЖЕРЫ



Zet-711



Zet-709



Zet-719

МАССАЖНЫЕ НАКИДКИ



Zet-814



Zet-832



Zet-842

МАССАЖНЫЙ МАТРАС/ МАССАЖЕРЫ ДЛЯ ШЕИ



Zet-780



Zet-757



Zet-759

МАССАЖЕРЫ ДЛЯ НОГ



Zet-763



Zet-762

КАРБОНОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ/ КЛИМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ



Zet-501



Zet-505



Zet-483



Zet-485

ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА СУПЕР ПЛЮС



Эко-с



Турбо



Био

СОЛЯНЫЕ ЛАМПЫ



ZENET

MASSAGER ZET-719



www.zenet.ua
www.zenet-shop.ru