

ZENET

MASSAGER ZET-709



MASSAGER ZET-709
INSTRUCTION MANUAL
Voltage / frequency 220V / 50-60HZ
Power 25W

Dear customer,
Thank you for buying one of
Models of ZENET massagers.

Please read the operating instructions and keep them
for future reference.

DESCRIPTION:

An advanced manual massager that provides vibration massage for your back and body, for both acupressure and fingers!
The ergonomic shape of this massager makes it possible to massage the entire body with little effort: collar area, shoulders, back, legs and feet.
Safe interchangeable silicone nozzles (3 types of 2 pieces). Here you can select the type of massage and its intensity.
Nozzles perform various functions: superficial and deeply penetrating muscle massage to prevent osteochondrosis or to treat cellulite massage to accelerate subcutaneous fat. The presence of a thermal effect allows you to treat sinusitis, runny nose, hematoma and varicose veins.
The positive effect of this hand massager has been proven in practice for many years.

FUNCTIONS:

- Elimination muscle fatigue and rheumatism, shoulder cramps.
- Restoration of blood circulation and partial fat burning.
- Thermal exposure to improve exposure.

OPERATING MANUAL:

1. Insert the plug into an electrical outlet.
2. Press the «ON / OFF» key to start or stop the instrument.
3. Press the «SPEED» key to increase or decrease the strength of the massage (4 speeds).
4. Press the «PROGRAMS» key to select one of three massage modes.

GUARANTEE LIABILITIES:

1. Guarantee of the device according to the operating rules - 1 year from the date of sale.
2. During the warranty period, the device must be replaced if any defects caused by the manufacturer are found. The sales date and the stamp of the trade organization are required.
3. The guarantee does not apply to devices with:
 - mechanical damage;
 - defects resulting from a violation of the terms of use or incorrect actions by the owner of the device;
 - deficiencies due to natural disasters;
 - defects caused by the ingress of foreign bodies and liquids as a result of self-repair or self-introduction of structural changes;
 - used for commercial or industrial purposes.

MASSAGER ZET-709

BEDIENUNGSANLEITUNG

Spannung / Frequenz 220V / 50-60HZ

Leistung 25W

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für den Kauf eines von
Modelle von ZENET-Massagegeräten.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und bewahren Sie
sie zum späteren Nachschlagen auf.

BESCHREIBUNG:

Ein fortschrittliches manuelles Massagegerät, das Vibrationsmassage für Rücken und Körper bietet, sowohl für Akupressur als auch für Finger!

Die ergonomische Form dieses Massagegeräts ermöglicht es, den gesamten Körper ohne großen Aufwand zu massieren: Kragenzonen, Schultern, Rücken, Beine und Füße.

Sichere austauschbare Silikondüsen (3 Arten von 2 Stk.) Hier kann man die Art der Massage und ihre Intensität auswählen.

Düsen erfüllen verschiedene Funktionen: oberflächliche und tief eindringende

Muskelmassage zur Vorbeugung von Osteochondrose oder zur Behandlung von Cellulite - Massage zur Beschleunigung des Unterhautfetts.
Durch das Vorhandensein eines thermischen Effekts können Sie Sinusitis, laufende Nase, Hämatome und Krampfadern behandeln.
Die positive Wirkung dieses Handmassagegeräts hat sich in der Praxis seit vielen Jahren bewährt.

FUNKTIONEN:

- Um Muskelermüdung und Rheuma, Schulterkrämpfe zu beseitigen.
- Wiederherstellung der Durchblutung und teilweise Fettverbrennung.
- Thermische Exposition zur Verbesserung der Exposition.

BETRIEBSHANDBUCH:

1. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose;
2. Taste drücken «ON / OFF», um das Instrument zu starten oder zu beenden;
3. Taste drücken «SPEED», um die Stärke der Massage zu erhöhen oder zu verringern (4 Geschwindigkeiten);
4. Taste drücken «PROGRAMME», um einen von drei Massagemodi zu wählen.

GARANTIE VERBINDLICHKEITEN:

1. Garantieleistung des Geräts gemäß den Betriebsregeln - 1 Jahr ab Verkaufsdatum.
2. Während der Garantiezeit muss das Gerät ausgetauscht werden, wenn vom Hersteller verursachte Mängel festgestellt werden. Das Verkaufsdatum und der Stempel der Handelsorganisation sind erforderlich.
3. Die Garantie gilt nicht für Geräte mit:
 - mechanische Beschädigung;
 - mängel, die durch einen Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen oder durch fehlerhafte Handlungen des Besitzers des Geräts entstanden sind;
 - mängel infolge von Naturkatastrophen;
 - mängel, die durch das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten infolge der Selbstreparatur oder Selbsteinführung von Strukturveränderungen entstanden sind;
 - für gewerbliche oder industrielle Zwecke verwendet.

Masażer ZET-709
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Napięcie /Częstość 220V/ 50-60HZ
Moc 25W

Szanowny klient!

Dziękujemy za zakup jednej z
modeli masażera Zenet.

Prosimy przeczytać instrukcję z obsługi i zachować w celu
późniejszego użycia.

OPISANIE:

Udoskonalony ręczny masażer, który spełnia wibracyjny punktowy i palcowy masaż dla pleców i ciała. Wygodna forma masażera daje możliwość masować całe ciało bez szczególnego wysiłku: kark, barki, plecy, nogi, stopy.

Bezpieczne silikonowe wymienne nasadki (3 rodzaje po 2 szt.) pozwalają wybierać rodzaj masażu i jego intensywność.

Nasadki wykonują różne funkcje: powierzchniowy i głęboko przenikający mięśniowy masaż dla profilaktyki osteochondrozy czy w leczeniu cellulitu - masaż, co rozgania podskórny tłuszcz. A obecność ciepłego efektu pozwala leczyć zapalenie zatok, sapkę, krwiaki i żylaki.

Pozytywne działanie tego ręcznego masażera już jest udowodnione praktyką w ciągu wielu lat.

FUNKCJE:

- Dla usunięcia zmęczenia w mięśniach i reumatyzmu, spazmów ramion.
- Dla wznowienia cyrkulacji krwi i cząstkowego palenia tłuszczu.
- Ciepłna funkcja dla wzmacniania efektywności działania.

EKSPLOATACJA:

1. Wstawcie wtyczkę do gniazda.
2. Naciśnijcie przycisk " ON / OFF", żeby zacząć czy zakończyć pracę przyrządu.
3. Naciśnijcie przycisk " SPEED", żeby zwiększyć czy zmniejszyć siłę masażu (4 szybkości).
4. Naciśnijcie przycisk " PROGRAMME", żeby wybrać jeden z 3 automatycznych trybów masażu.

ГВАРАНЦЫЈНЕ ЗОБОВІАЗАНІА:

1. Гваранцыяна абслуга прырządu, под варункіем дотрыманія регул эксплоатацыі - 1 рок од даты sprzedaży.
2. В ciągu гваранцыянаго тэрміну прырząd подпорзідкуе сія заміаніе пры wykрыціу defektów, powstałych z winy producenta. Notatka o dacie sprzedaży i sztampa handlowej organizacji jest obowiązkowa.
3. Гваранцыя не rozprzestrzenia сія на прырзіды, мајаце :
 - mechaniczne uszkodzenie;
 - defekty, powstałe wskutek naruszenia warunków i reguł eksploatacji czy wskutek błędnych działań właściciela przyrządu;
 - defekty, powstałe wskutek klęsek żywiołowych;
 - defekty, powstałe wskutek trafienia do środka postronnych przedmiotów, płynów, wskutek samodzielnego remontu, samodzielnego wnoszenia konstruktywnych przemian;
 - wykorzystywane w komercyjnych czy przemysłowych celach.

МАССАЖЕР ЗЕТ-709

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение /Частота 220V/ 50-60HZ

Мощность 25W

Уважаемый покупатель,

Благодарим Вас за покупку одной из
моделей массажеров ZENET.

Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить
ее для дальнейшего использования.

ОПИСАНИЕ:

Усовершенствованный ручной массажер, осуществляющий вибрационный массаж для спины и тела как точечный, так и пальчиковый!

Эргономичная форма этого массажера дает возможность производить массаж всего тела без особого усилия: воротниковая зона, плечи, спина, ноги и ступни.

Безопасные силиконовые сменные насадки (3 вида по 2 шт.) позволяют выбирать вид массажа и его интенсивность.

Насадки выполняют различные функции: поверхностный и глубоко проникающий мышечный массаж для профилактики остеохондроза или в лечении целлюлита – массаж, разгоняющий подкожный жир. А наличие теплового эффекта позволяет лечить гайморит, насморк, гематомы и варикоз.

Положительное действие этого ручного массажера уже доказано практикой на протяжении многих лет.

ФУНКЦИИ:

- Для устранения усталости в мышцах и ревматизма, спазмов плеч.
- Для восстановления циркуляции крови и частичного сжигания жира.
- Тепловое воздействие для усиления эффективности воздействия.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Вставьте вилку в розетку.
2. Нажмите кнопку « ON / OFF» , чтобы начать или завершить работу прибора.
3. Нажмите кнопку « SPEED» , чтобы увеличить или уменьшить силу массажа (4 скорости)
4. Нажмите кнопку « PROGRAMME», чтобы выбрать один из 3 автоматических режимов массажа.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора, при условии соблюдения правил эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
 - механические повреждения;
 - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
 - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
 - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта самостоятельного внесения конструктивных изменений;
 - используемые в коммерческих или промышленных целях.

РУЧНЫЕ МАССАЖЕРЫ



Zet-711



Zet-709



Zet-719

МАССАЖНЫЕ НАКИДКИ



Zet-814




Zet-832



Zet-842

МАССАЖНЫЙ МАТРАС/ МАССАЖЕРЫ ДЛЯ ШЕИ



Zet-780



Zet-757



Zet-759

МАССАЖЕРЫ ДЛЯ НОГ



Zet-763



Zet-762

КАРБОНОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ/ КЛИМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ



Zet-501



Zet-505



Zet-483



Zet-485

ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА СУПЕР ПЛЮС



Эко-с



Турбо



Био

СОЛЯНЫЕ ЛАМПЫ



www.zenet.ua
www.zenet-shop.ru