

ZENET

MASSAGER ZET-708



МАССАЖЕР ZET-708
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Напряжение /Частота 220V/ 50-60Hz
Мощность 9W

Уважаемый покупатель,
Благодарим Вас за покупку одной из
моделей массажеров ZENET.

Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить
ее для дальнейшего использования.

ОПИСАНИЕ:

Усовершенствованный ручной массажер, осуществляющий вибрационный массаж для спины и тела, как точечный, так и пальчиковый. Эргономичная форма этого массажера дает возможность производить массаж всего тела без особого усилия: воротниковая зона, плечи, спина, ноги и ступни.

Массажер имеет три эргономичные насадки.

Пальцеобразная насадка позволяет максимально точно симитировать работу массажиста.

Сферическая – дает идеальный расслабляющий эффект.

Точечная – позволяет прицельно влиять на важные мышечные узлы и наиболее болезненные места.

Насадки выполняют различные функции: поверхностный и глубоко проникающий мышечный массаж для профилактики остеохондроза или в лечении целлюлита – массаж, разгоняющий подкожный жир. Положительное действие этого ручного массажера уже доказано практикой на протяжении многих лет.

ФУНКЦИИ:

- Для устранения усталости в мышцах и ревматизма, спазмов плеч.
- Для восстановления циркуляции крови и частичного сжигания жира.
- Тепловое воздействие для усиления эффективности.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Вставьте вилку в розетку, включите кнопку питания.
2. Кнопкой «MODE» можно настроить 5 режимов массажа.
3. Кнопками «+/-» можно выбрать 5 скоростей.
4. Массажер автоматически выключается по истечении 20 минут.
5. Пожалуйста, вытащите вилку после использования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
3. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
 - механические повреждения;
 - дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
 - дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
 - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного внесения конструктивных изменений;
 - используемые в коммерческих или промышленных целях.

РУЧНЫЕ МАССАЖЕРЫ



Zet-711



Zet-709



Zet-719

МАССАЖНЫЕ НАКИДКИ



Zet-814



Zet-832



Zet-842

МАССАЖНЫЙ МАТРАС/ МАССАЖЕРЫ ДЛЯ ШЕИ



Zet-780



Zet-757



Zet-759

МАССАЖЕРЫ ДЛЯ НОГ



Zet-763



Zet-762

КАРБОНОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ/ КЛИМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ



Zet-501



Zet-505



Zet-483



Zet-485

ОЧИСТИТЕЛИ ВОЗДУХА СУПЕР ПЛЮС



Эко-с



Турбо



Био

СОЛЯНЫЕ ЛАМПЫ



ZENET

MASSAGER ZET-708



www.zenet.ua
www.zenet-shop.ru