

Trives

# ПОДУШКА РОГАЛИК

## ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО  
ПОЛОЖЕНИЯ ГОЛОВЫ  
ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ



4 602866 182379



ДЛЯ КОМФОРТА  
И ПРОФИЛАКТИКИ



ФИКСАЦИЯ И РАЗГРУЗКА  
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА  
ПОЗВОНОЧНИКА



СПЕЦИАЛЬНАЯ  
КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ  
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО  
ПОЛОЖЕНИЯ ШЕИ

COMFORT\*

ТОП-323




\*Комфорт



УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ:

## Ортопедические подушки в ассортименте



### Под голову

- разгружают шейный отдел позвоночника
- обеспечивают здоровый и крепкий сон

### Под спину

- снижают избыточную нагрузку на поясницу
- обеспечивают правильное положение позвоночника
- нормализуют тонус мышц спины

### Под ноги

- снимают отечность и усталость ног
- уменьшают нагрузку на нижние конечности

### На сиденье

- эффективно снимают нагрузку с органов малого таза, крестцово-копчикового отдела позвоночника и промежности


### Для путешествий

- обеспечивают физиологически правильное положение головы и шейного отдела позвоночника во время длительных поездок (в самолете, поезде, автобусе или автомобиле)


### Для взрослых



### Для подростков



### Для младенцев



## ПОДУШКА РОГАЛИК ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ТОП-«ТРИВЕС»

### Модель: ТОП-323

#### Особенности:

- анатомическая форма подушки разработана для физиологически правильного положения головы и шейного отдела позвоночника в сидячем положении: максимально расслабляет связочный аппарат позвоночника и мышцы шеи, снимает усталость;
- имеет специальную рельефную конструкцию для комфортного расположения головы в положении сидя;
- оптимально поддерживает голову в сидячем положении, плотно прилегая к телу, обеспечивает максимальный комфорт даже во время длительного применения;
- обеспечивает надежную фиксацию головы и шейного отдела позвоночника при резких скачках во время движения транспорта;
- основа из вязкоэластичного пенополиуретана с «эффектом памяти», который принимает индивидуальную форму, равномерно распределяя давление тела и снижая напряжение в мышцах;
- компактный размер и легкий вес делает подушку очень удобной для путешествий и поездок;
- съемная наволочка на молнии из материала велюр:

**Велюр** — это материал, имеющий мягкую ворсовую бархатистую поверхность, приятный на ощупь.

При этом ткань очень прочная, не теряет форму и не вытягивается, благодаря чему изделие из велюра надолго сохраняют первоначальные свойства и хороший внешний вид.

- Подушка упакована в практичную сумку с ручкой, которую возможно многократно использовать при хранении изделия.

#### Функции:

- уменьшение усталости и создание возможности для сна и отдыха во время путешествий;
- фиксация шейного отдела позвоночника в физиологически правильном положении, разгрузка шейного отдела позвоночника;
- нормализация тонуса мышц шеи;
- улучшение кровоснабжения головы и шеи.

#### Показания к применению:

- профилактика и лечение шейного остеохондроза;
- профилактика головных болей, головокружения, повышенной утомляемости, боли и мышечного напряжения в шейном отделе при длительных статических нагрузках;
- профилактика нарушений кровообращения головы и шеи при длительном сидячем положении;
- оптимально подходит для путешествий в самолете, поезде, автобусе и автомобиле, а также во время длительного нахождения за компьютером.

#### Противопоказания:

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

**Применять изделие по назначению и под контролем врача.**

**Способ применения:** разместить подушку вокруг шеи вырезом вперед.

**При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.**

#### Рекомендации по уходу:

- основа: сухая чистка
- не использовать химический метод чистки
- съемная наволочка: стирать в теплой воде до 40 °C мягкими моющими средствами, не отбеливать, отжимать без выкручивания, сушить вдали от нагревательных приборов, не гладить
- не подвергать воздействию прямого солнечного света
- держать вдали от нагревательных приборов
- не класть на изделие давящие и колющие-режущие предметы

#### Состав:

- основа: вязкоэластичный пенополиуретан
- съемная наволочка: полиэстер — 95 %, спандекс — 5 %.

**Габариты подушки:** 28x28x9/10 см.

Допускается отклонение от габаритных размеров не более чем на 10 %.



Дата выпуска  
Штамп ОТК

Приспособления ортопедические специальной формы  
для расслабления мышц и разгрузки позвоночника  
ТОП-«ТРИВЕС» по ТУ 9396-002-85557773-2008

в следующих исполнениях:

Подушка рогалик ортопедическая ТОП-«ТРИВЕС» (вид 181450).  
РУ № ФСР 2008/03750 от 30.09.2016 г.

**Гарантийные обязательства:**

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи, срок хранения  
5 лет с даты изготовления.

Производитель — уполномоченная организация  
по принятию претензий: ООО «ТД «ТРИВЕС СПБ»,  
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург,  
ул. Гельсинфорская, д. 4/1  
Тел./факс: (812) 329-72-97  
e-mail: info@trives-spb.ru  
[www.trives-spb.ru](http://www.trives-spb.ru)