

# Trives



COMFORT\*

T.326R  
T.326V

## ПОДУШКА

### ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

ПОДШЕЙНАЯ



ДЛЯ КОМФОРТА  
И ПРОФИЛАКТИКИ



ФИКСАЦИЯ И РАЗГРУЗКА  
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА  
ПОЗВОНОЧНИКА



СЪЕМНАЯ НАВОЛОЧКА  
НА МОЛНИИ



ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО  
ПОЛОЖЕНИЯ ГОЛОВЫ  
ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

\*Комфорт



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДШЕЙНАЯ ПО ТУ 32.50.22-006-31029531-2017

### Наименование медицинского изделия:

Подушка ортопедическая подшейная по ТУ 32.50.22-006-31029531-2017 (далее по тексту «подушка» или «изделие»).

Модели: Т.326R, Т.326V

### Область применения медицинского изделия:

Изделия могут применяться в лечебно-профилактических учреждениях и для пользования на дому.

### Назначение медицинского изделия:

Подушки ортопедические предназначены: для физиологически правильного положения шейного, поясничного отделов позвоночника, для разгрузки позвоночника, расслабления шеи, для снятия усталости мышц, создания комфортных условий в транспорте для людей больных остеохондрозом и сколиозом, а также для профилактики остеохондроза и сколиоза за счет фиксации шейного отдела позвоночника в правильном положении.

### Особенности:

- конструкция разработана для обеспечения физиологически правильного положения головы и шейного отдела позвоночника во время длительных путешествий
- Т.326R: основа из упруго-эластичного пенополиуретана — современный материал, длительно сохраняющий форму
- Т.326V: основа из вязкоэластичного пенополиуретана с «эффектом памяти» — принимает индивидуальную форму головы и шеи, мягко и равномерно распределяет давление тела, снижает напряжение в мышцах шеи и спины
- съемная наволочка на молнии

### Показания:

- профилактика и лечение шейного остеохондроза
- профилактика головных болей, головокружения, повышенной утомляемости, боли и мышечного напряжения в шейном отделе при длительных статических нагрузках
- профилактика нарушений кровообращения головы и шеи при длительном сиденье в положении
- оптимально подходит для путешествий в самолете, поезде, автобусе и автомобиле

### Противопоказания к применению:

Абсолютных и относительных противопоказаний не выявлено.

### Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия:

Не выявлены.

### Меры предосторожности при применении медицинского изделия:

Применять изделие по назначению и под контролем врача.

При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.

### Функции:

- уменьшение усталости и создание возможности для сна и отдыха во время путешествий
- фиксация и разгрузка шейного отдела позвоночника
- нормализация тонуса мышц шеи
- улучшение кровоснабжения головы и шеи за счет физиологически правильного положения шейного отдела позвоночника

### Условия и способ применения:

Положить подушку под шейный отдел.

### Комплектность:

В комплект поставки входит: подушка — 1 шт.; инструкция по применению — 1 шт.; индивидуальная упаковка — 1 шт.; наволочка (при необходимости) — 1 шт.

### Транспортирование:

Транспортирование изделий проводить всеми видами крытого транспортного средства в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании изделий должны быть обеспечены сохранность изделий от загрязнений, механических повреждений и атмосферных осадков. Условия транспортирования по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, но при температуре от -40 °C и до +40 °C и относительной влажности воздуха 15–80 %.

### Хранение:

Хранение изделий проводить в сухих крытых складских помещениях, защищенных от прямого попадания солнечных лучей, атмосферных воздействий и почвенной влаги.

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в индивидуальной упаковке, в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150, но при температуре не ниже +0 °C и не выше +35 °C и относительной влажности воздуха 15–70 %.

При хранении изделий не допускается размещение вблизи отопительных и нагревательных приборов (дымовых и паропроводящих труб, радиаторов, печей и т.п.). Расстояние от них до хранящихся изделий должно быть более 1 метра.

Хранение изделий в потребительской таре должно производиться на стеллажах или деревянных настилах штабелями высотой не более 1,5 метра.

Хранить изделия необходимо в местах, недоступных для детей.

### Уход за изделием:

- основа: сухая чистка
- не использовать химический метод чистки
- съемная наволочка: стирать в теплой воде до 40 градусов по Цельсию мягкими моющими средствами, не отбеливать, отжимать без выкручивания, сушить вдали от нагревательных приборов, не гладить
- не подвергать воздействию прямого солнечного света

- держат вдали от нагревательных приборов
- не класть на изделие давящие и колюще-режущие предметы

### Срок годности и гарантийные обязательства изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ 32.50.22-006-31029531-2017 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения изделий — 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи потребителю.

### Порядок осуществления утилизации и уничтожения:

Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

### Состав:

Т.326R: основа — пенополиуретан; съемная наволочка: полиэстер — 100 %

Т.326V: основа — вязкоэластичный пенополиуретан; съемная наволочка: полиэстер — 100 %

### Размер подушки: М

Габаритные размеры подушки: 35x30x9 см.

Допускается отклонение от габаритных размеров не более чем на 10 %.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ:



Дата изготовления  
Штамп ОТК

Подушки ортопедические и противопролежневые по ТУ 32.50.22-006-31029531-2017, в вариантах исполнения:

Подушка ортопедическая подшейная (вид 185030), варианты исполнения:

- Модель Т.326R, размер: М; в составе: инструкция по применению — 1 шт.,

наволочка — 1 шт., индивидуальная упаковка — 1 шт.;

- Модель Т.326V, размер: М; в составе: инструкция по применению — 1 шт.,

наволочка — 1 шт., индивидуальная упаковка — 1 шт.

РУ № РЗН 2018/7779 от 01.11.2018 г.

Производитель/уполномоченная организация по принятию претензий:

ООО «МЕДИАНА»

Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 5, лит. АП, пом. 5Н-3

Тел./факс: (812) 329-72-97

е-mail: info@trives-spb.ru

www.trives-spb.ru

### Место производства:

(М) ООО «МЕДИАНА», Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 5, Лит. АП, Корп. 7, пом. 5Н-3.

(Т) ООО «ТД «ТРИВЕС СПБ», Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 5, Лит. Р, Корп. 14, Пом. 10Н-4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Лит. В, Корп. 3, Пом. 1Н-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

Дату изготовления (номер партии) и буквенный код места производства см. на упаковке