

Trives

MED

ТОП-311
ТОП-311/1

ПОДУШКА

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
ПОД СПИНУ



ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
И ПРОФИЛАКТИКИ




РАЗГРУЗКА
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА




ВЫРАЖЕННАЯ
БОКОВАЯ ПОДДЕРЖКА

ДЛЯ РАЗГРУЗКИ СПИНЫ
И ФОРМИРОВАНИЯ
ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ






Ортопедические подушки в ассортименте




Под голову

- разгружают шейный отдел позвоночника
- обеспечивают здоровый и крепкий сон



Под спину

- снижают избыточную нагрузку на поясницу
- обеспечивают правильное положение позвоночника
- нормализуют тонус мышц спины




Под ноги

- снимают отечность и усталость ног
- уменьшают нагрузку на нижние конечности



На сиденье

- эффективно снимают нагрузку с органов малого таза, крестцово-копчикового отдела позвоночника и промежности



Для путешествий

- обеспечивают физиологически правильное положение головы и шейного отдела позвоночника во время длительных поездок (в самолете, поезде, автобусе или автомобиле)


Для взрослых



Для подростков



Для младенцев



ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОД СПИНУ ТОП – «ТРИВЕС»

Модель: ТОП-311, ТОП-311/1

Особенности:

- конструкция подушки с выраженной боковой поддержкой поясницы обеспечивает фиксацию и стабилизацию поясничной области
- специальная форма способствует формированию поясничного лордоза и разгрузке суставов в нижнегрудном и поясничном отделах позвоночника
- ТОП-311: основа из высокоэластичного упругого пенополиуретана — современный материал, длительно сохраняющий форму
- ТОП-311/1: основа из вязкоэластичного пенополиуретана с «эффектом памяти»
- снабжена специальным ремнем с регулировкой по длине и пряжкой-замком для фиксации
- легко крепится на сиденье со спинкой и может применяться в течение всего дня
- съемная наволочка на молнии

Функции:

- выраженная стабилизация и разгрузка поясничного отдела позвоночника
- активация тонуса мышц спины
- формирование правильной осанки

Назначение:

- остеохондроз поясничного отдела, в том числе с корешковым синдромом, межпозвонковые грыжи, спондилез, спондилолистез
- мышечные дистонии при сколиозе в поясничной области
- длительное сидячее положение
- реабилитация после травм и оперативных вмешательств на пояснице

Противопоказания к применению:

Абсолютных и относительных противопоказаний к применению не выявлено.

Применять изделие по назначению и под контролем врача.

Способ применения: закрепить подушку на сиденье в области поясницы широким основанием книзу, закрепить ремнем к спинке сиденья.

При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Рекомендации по уходу:

- основа: сухая чистка
- не использовать химический метод чистки
- съемная наволочка: стирать в теплой воде до 40 °С мягкими моющими средствами, не отбеливать, отжимать без выкручивания, сушить вдали от нагревательных приборов, не гладить
- не подвергать воздействию прямого солнечного света
- держать вдали от нагревательных приборов
- не класть на изделие давящие и колюще-режущие предметы

Состав:

ТОП-311: основа — пенополиуретан; съемная наволочка: полиэстер — 100 %

ТОП-311/1: основа — вязкоэластичный пенополиуретан; съемная наволочка: полиэстер — 100 %

Габариты подушки: 37х37х13 см.

Допускается отклонение от габаритных размеров не более чем на 10 %.

Приспособления ортопедической специальной формы для расслабления мышц и разгрузки позвоночника ТОП – «ТРИВЕС» по ТУ 9396-002-8557773-2008 в следующих исполнениях: Подушка ортопедическая под спину ТОП – «ТРИВЕС» (вид 125980). РУ № ФСР 2008/03750 от 30.09.2016 г.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи, срок хранения 5 лет.

Производитель – уполномоченная организация по принятию претензий: ООО «ТД «ТРИВЕС СПб», Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д. 4/1
Тел./факс: (812) 329-72-97
e-mail: info@trives-spb.ru
www.trives-spb.ru

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ:



Дата выпуска
Штамп ОТК