

Trives

ПОДУШКА

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
ПОД СПИНУ

ДЛЯ РАЗГРУЗКИ СПИНЫ
И ФОРМИРОВАНИЯ
ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ



ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
И ПРОФИЛАКТИКИ




РАЗГРУЗКА
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА



СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ КРЕСЕЛ


MED

ТОП-312



4 602866 176781

Ортопедические подушки в ассортименте



Под голову

- разгружают шейный отдел позвоночника
- обеспечивают здоровый и крепкий сон

Под спину

- снижают избыточную нагрузку на поясницу
- обеспечивают правильное положение позвоночника
- нормализуют тонус мышц спины

Под ноги

- снимают отечность и усталость ног
- уменьшают нагрузку на нижние конечности

На сиденье

- эффективно снимают нагрузку с органов малого таза, крестцово-копчикового отдела позвоночника и промежности

Для путешествий

- обеспечивают физиологически правильное положение головы и шейного отдела позвоночника во время длительных поездок (в самолете, поезде, автобусе или автомобиле)


Для взрослых



Для подростков



Для младенцев



ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОД СПИНУ ТОП – «ТРИВЕС»

Модель: ТОП-312

Особенности:

- специальная форма и габариты подушки обеспечивают максимальную площадь опоры для поясницы в любом типе автомобильных сидений
- имеет минимальную толщину для удобного расположения водителя в кресле, не создает дискомфорта при вождении автомобиля
- оказывает поддержку и стабилизацию поясничного отдела позвоночника
- основа из высокоэластичного пенополиуретана, оказывающего максимальную поддержку, снижающего ударную нагрузку и долго сохраняющего форму
- снабжена системой ремней с регулировкой по длине для правильного расположения подушки на автомобильном сидении
- съемный чехол из Эко-кожи

Функции:

- разгрузка поясничного отдела позвоночника
- нормализация тонуса мышц спины
- снижение вибрационной нагрузки и тряски на позвоночник
- формирование правильной осанки

Назначение:

- остеохондроз поясничного отдела позвоночника, мышечные дистонии, боли в поясничной области, в том числе на фоне гиперлордоза
- длительное сидячее положение
- создание комфортных и безопасных для позвоночника условий при поездках в автотранспорте

Противопоказания к применению:

Абсолютных и относительных противопоказаний к применению не выявлено.

Применять изделие по назначению и под контролем врача.

Способ применения: расположить подушку в проекции поясничной области на сидении, более широкой частью книзу, закрепить верхний ремень через подголовник, нижние эластичные ремни продеть между спинкой и сидением кресла, отрегулировать удобное положение подушки в кресле.

При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Рекомендации по уходу:

- для чистки использовать влажную салфетку и нейтральное мыло
- сушить вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света

Состав: основа – пенополиуретан; съемный чехол: искусственная кожа – 100 %

Габариты подушки: 30x25x6.5 см.

Допускается отклонение от габаритных размеров не более чем на 10 %.

Дата выпуска
Штамп ОТК



Приспособления ортопедические специальной формы для расслабления мышц и разгрузки позвоночника ТОП – «ТРИВЕС» по ТУ 9396-002-85557773-2008 в следующих исполнениях: Подушка ортопедическая под спину ТОП – «ТРИВЕС» (вид 125980). РУ № ФСР 2008/03750 от 30.09.2016 г.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи, срок хранения 5 лет.

Производитель – уполномоченная организация по принятию претензий: ООО «ТД «ТРИВЕС СПб», Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорская, д. 4/1
Тел./факс: (812) 329-72-97
e-mail: info@trives-spb.ru
www.trives-spb.ru