

**Серия облучателей открытого типа
со счетчиком наработки часов
и электронным пуском уф-ламп**



ОБН-150-С-"КРОНТ"

- Счетчик наработки часов, для фиксации отработанного бактерицидными лампами времени.
- Использование электронного пускорегулирующего аппарата (ЭПРА) для «мягкого» пуска бактерицидных ламп.
- Значительная экономия потребляемой электроэнергии.
- Современный дизайн.
- Качество проверенное временем.

Модель	ОБН-150-С (2x30)
Производительность при бактерицидной эффективности:	120 м ³ /ч : 99,9%
	185 м ³ /ч : 99%
	280 м ³ /ч : 95%



**ЗАПАТЕНТОВАНО
В РОССИИ**

Консультации по подбору оборудования, а также по вопросам подготовки технических заданий при организации тендеров с 09:00 до 17:00 МСК
тел. (495) 500-48-84 (многоканальный), Email: info@kront.com, Интернет: www.kront.com или kront.ru
АО "КРОНТ-М" Россия, Московская обл., г. Химки, ул. Спартаковская, дом 9



На сегодняшний день наша медицина выходит к значительно более высокому уровню оказания услуг, строятся новые медицинские центры, проходят дополнительное обучение специалисты разных уровней, повышается качество оказания медицинских услуг.

Идя в ногу с данной тенденцией, предприятие разработало простой, но эффективный облучатель открытого типа **ОБН-150-С-«КРОНТ»**. Помимо современного дизайна, отвечающего самым высоким стандартам оснащения медицинских организаций, изделие имеет надежную энергоэффективную начинку, что отличает **ОБН-150-С-«КРОНТ»** от продукции других производителей.

ОБН-150-С-«КРОНТ» (2х30)			
Характеристики			
Бактерицидная эффективность, %	99,9	99,0	95,0
Производительность (объем), м ³ /ч	120 ¹ 110 ² 100 ³	185 ¹ 170 ² 150 ³	280 ¹ 260 ² 230 ³
Источник излучения, шт. х Вт	2 х 30		
Потребляемая мощность, не более, ВА	100		

^{1, 2, 3} В зависимости от бактерицидного потока ламп.

- Облучатель оснащается электронным **счетчиком наработки часов уф-ламп** с возможностью сброса показаний.
- Регистрация времени осуществляется **в безопасном режиме** - при выключенных лампах.
- Использование **электронного пускорегулирующего аппарата** для «мягкого» пуска уф-лампам, дает возможность полностью выработать их ресурс, указанный производителем.
- Применены конструктивные решения, существенно **упрощающие процедуру замены** бактерицидных ламп.
- Защитные торцевые короба позволяют защитить от пыли размещенные в нем электрические узлы и детали и **безопасно проводить влажную санитарную обработку**.
- Корпус облучателя выполнен из металла, покрытого порошковой краской, повышающей **антикоррозийную устойчивость**.
- Как ведущее производственное предприятие, выпускающее медицинское оборудование с 1992 года, мы гарантируем уровень безотказной работы в течение всего срока службы - **5 лет**.
- Стильный, современный дизайн** украсит любой интерьер.

Тип лампы	Производитель	Электрическая мощность, Вт	Бактерицидный поток, не менее, Вт	Срок службы, ч	Тип цоколя
TUV 30W	Philips	30	11 ¹	9000	G13
LTC30 T8	LightTech				
HNS 30W	Osram		10 ²	8000	
ДБ 30М	НИИИС им. А. Н. Лодыгина				
F30T8	Китай		9 ³		

Если требуется уменьшить время обработки помещения, необходимо увеличить количество облучателей:

Объем помещения, м ³	20	30	40	60	90	120
Категория помещения						
I	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	60 мин
II	6,5 мин	10 мин	13 мин	19 мин	30 мин	40 мин
III	4 мин	6 мин	8,5 мин	13 мин	19 мин	25 мин