

ТЕЛЕЖКА КОНТЕЙНЕРНАЯ ЭНДСКОПИЧЕСКАЯ И КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЭНДСКОПОВ **ТКЭ-4-«КРОНТ»**

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5690



ТКЭ-4-«КРОНТ»-1

“большая”

580x580x1015 мм

ТКЭ-4-«КРОНТ»-2

“малая”

580x490x1015 мм

СООТВЕТСТВУЕТ

требованиям СП 3.1.3263-15

“Профилактика
инфекционных заболеваний
при эндоскопических
вмешательствах.”

УСТОЙЧИВА

к дезинфекции химическими
средствами в соответствии
с методическими
указаниями МУ-287-113,
например 3% раствором
перекиси водорода
по ГОСТ 177,
выдерживает температуру
дезинфицирующих растворов
в соответствии
с действующими
инструктивными
(методическими)
документами по применению
конкретных средств
в диапазоне
от +10 °С до +70 °С.

Предназначена для транспортировки и кратковременного хранения
эндоскопов в контейнерах КЭ-«КРОНТ» в структурных подразделениях
медицинских организаций.

АО «КРОНТ-М»

Телефон: +7 (495) 500-48-84, Email: info@kront.com, Интернет: kront.com

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И КРАТКОВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ЭНДСКОПОВ **КЭ-«КРОНТ»**



Регистрационное удостоверение
 № РЗН 2017/5690



КЭ-«КРОНТ»-1	КЭ-«КРОНТ»-2
“большой”	“малый”
580x460x145 мм	580x375x145 мм

Контейнер КЭ предназначен для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов в тележке контейнерной эндоскопической ТКЭ-«КРОНТ» или для самостоятельного использования.

- Номинальная нагрузка: 10 кг

Крышка фиксируется на ванне с помощью двух сигнальных эластичных кнопок-фиксаторов красного или зеленого цвета, информирующих о состоянии эндоскопа (до или после обработки).

до
обработки



после
обработки



АО «КРОНТ-М»

Телефон: +7 (495) 500-48-84, Email: info@kront.com, Интернет: kront.com