



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.02021/23

Серия **RU** № **0361340**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262. Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Респираторный комплекс». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 188679, РОССИЯ, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок имени Морозова, улица Чекалова, дом 3, здание 592. ОГРН: 1164704061070. Номер телефона: +7 8123291165. Адрес электронной почты: zakaz@rkszpe.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Респираторный комплекс». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 188679, РОССИЯ, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок имени Морозова, улица Чекалова, дом 3, здание 592.

**ПРОДУКЦИЯ** Средства индивидуальной защиты органов дыхания: фильтры противоаэрозольные: RK1100 P1 R, RK 1200 P2 R. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.99.11-001-65525370-2016 «Фильтры противоаэрозольные марки РК». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8421392008

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколы испытаний № 0089/23, № 0090/23 от 29.03.2023 г. Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21C340. Протокол лабораторных исследований № 9887 от 30.05.2022 г. Опорного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151. Экспертное заключение № 78-20-09.006 Л.21025 от 31.05.2022 г. Органа инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № RA.RU.710292. Акт о результатах анализа состояния производства № 11/2-4-2022 от 18.01.2023 г. Указания по эксплуатации «Фильтр RK противоаэрозольный» от 05.10.2020 г. Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.13CK03.00536 от 18.05.2021 г. выдан Органом по сертификации Систем менеджмента качества ООО «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.13CK03. Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям ISO 9001-2015 № RU-13CK03.00536 от 18.05.2021 г. выдан Органом по сертификации Систем менеджмента качества ООО «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.13CK03. Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Применяемый стандарт и идентифицирующий продукцию нормативный документ, подразделы 3.1, 5.5, 5.9, 5.10-5.13 ГОСТ 12.4.246-2016 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные. Общие технические условия». п.4.2 п.п.1-4, 12, п.4.4 п.п.7-9, 11, 16, п.4.10-4.13, п.6 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Условия хранения продукции: фильтр до использования должен храниться в упаковке изготовителя в помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод при температурах окружающей среды от -30°C до +70°C и относительной влажности до 80%. Срок хранения продукции: гарантийный срок хранения - 5 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения в упаковке изготовителя. Срок службы продукции: фильтры многоразовые, предназначены для использования в течение более одной смены. Фильтры подлежат замене при возникновении сильного сопротивления дыханию. В случае повторного использования регенерацию проводить встряхиванием или обратным потоком воздуха. Код ОКПД2: 32.99.11.120.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 05.04.2023 **ПО** 04.04.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)  
(подпись)

