

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

	ДИСПЕНСЕР (ДОЗАТОР) ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА. КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 500МЛ
Артикул	NV-2201
Страна	Китай
Производитель	SA UPPSEA SHANGHAI IMPORTING & EXPORTING CO., LTD / Адрес: NO.888, BULIDING C, 2ND WEST HUANHU ROAD, SHANGHAI CHINA, Китай
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Вид материала нажимного механизма	Нержавеющая сталь
Объем	500мл
Тип	Механический (нажимной)
Тип размещения	Настенный
Высота	150 мм
Глубина (с кнопкой)	95 мм
Ширина	100 мм
Наличие замка	Нет
Наличие лотка-каплесборника	Нет

Диспенсер (дозатор) NV-2201 предназначен для порционной подачи жидкого мыла. Дозатор может быть использован в организациях здравоохранения, на предприятиях пищевой отрасли, общественного питания, торговли на рынках, предприятий бытового обслуживания, коммунальных объектах, туалетах общественного пользования, в быту и т.п. Гигиеническая подача жидкости осуществляется путём нажатия на кнопку. Смотровое окно позволяет визуальное контролировать уровень наполнения.

Комплект поставки:

1. Диспенсер (дозатор) NV-2201 – 1шт
2. Крепёжный комплект – 1шт

Установка:

1. Закрепите дозатор к стене при помощи саморезов, входящих в комплект поставки.
2. Дозатор должен быть установлен в легко доступном месте.
3. Над дозатором, должно быть не менее 20 см свободного пространства, для беспрепятственного заливания жидкого мыла в емкость.
4. Под дозатором должно быть не менее 5 см свободного пространства, для беспрепятственного снятия его со стены.
5. Рекомендуемая высота крепления дозатора 130 - 135 см от раковины до верха корпуса.

Эксплуатация:

1. Сделайте промачку несколькими нажатиями на кнопку до появления первой порции жидкости.
2. Дозатор готов к работе.
3. Для замены жидкости в резервуаре откройте крышку.

Поставщик _____