

ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ BENZIN

bbc
bi bi care

04/2023

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективная присадка для очистки системы впрыска бензиновых двигателей. Благодаря свойству направленного действия активируется в высокотемпературных зонах, полностью очищает форсунки, восстанавливая их факел распыла. Не засоряет форсунки загрязнениями из топливопроводов, фильтров и топливного бака. Повышает смазывающие свойства бензина и увеличивает срок службы элементов топливной системы. Способствует выведению воды из топлива и облегчает холодный запуск. Предотвращает коррозию, образование кристаллов льда и снижает расход топлива.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется на автомобилях с бензиновыми двигателями с любым типом системы впрыска.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется использовать состав каждые 3 тыс. км пробега. Высококонцентрированный состав. Перед применением прогреть до комнатной температуры и встряхнуть.

1. Залить в топливный бак непосредственно перед заправкой.
2. Израсходовать топливо без дозаправки. Одна упаковка рассчитана на 40 – 60 литров топлива.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние: однородная прозрачная жидкость

Цвет: от бесцветного до светло-желтого

Запах: специфический запах органического растворителя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в вертикальном положении при температуре $\pm 30^{\circ}\text{C}$ вдали от источников огня и раскаленных предметов. Огнеопасно. Осторожно. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Артикул	Объем	Стандартная тара	Упаковочная единица	Масса с упаковкой	Размеры (Д x Ш x В)
4501	280 мл	ПЭТ бутылка с насадкой-носиком	20 шт.	4,5 – 5,1 кг	295 x 245 x 175 мм

Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / 000 ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 [звонок по России бесплатный].
www.bibicare.ru