

АНТИГЕЛЬ С ДИСПЕРГАТОРОМ В ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО



ОПИСАНИЕ

Улучшает низкотемпературные характеристики, снижает предельную температуру фильтруемости и застывания дизельного топлива. Гарантирует холодный запуск и бесперебойную работу двигателя при температуре до -45°C. Благодаря диспергатору в составе препятствует выпадению осадка парафинов в топливном баке и забиванию фильтров после длительного простоя на морозе. Смазывает топливную аппаратуру и защищает ее от коррозии.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Депрессорная присадка для улучшения низкотемпературных характеристик дизельного топлива.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением прогреть состав до положительной температуры и встряхнуть! Средство максимально эффективно при введении в топливо до его помутнения.

1. Залить в топливный бак непосредственно перед заправкой.
2. Израсходовать топливо без дозаправки.

Упаковка средства рассчитана на 40 – 50 литров дизельного топлива. Передозировка составом до 5 раз не опасна.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние: однородная жидкость, допустимо помутнение и выпадение осадка

Цвет: от бесцветного до светло-желтого

Запах: специфический запах органического растворителя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C. Огнеопасно. Осторожно. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. Не допускать попадания внутрь организма. Беречь от детей.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).



АРТИКУЛ	ОБЪЕМ	СТАНДАРТНАЯ ТАРА	УПАКОВОЧНАЯ ЕДИНИЦА	МАССА С УПАКОВКОЙ	РАЗМЕРЫ (Д x Ш x В)
4503	280 мл	ПЭТ бутылка с насадкой-носиком	20 шт.	5,4 – 6,0 кг	295 x 245 x 175 мм

Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / 000 ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный). www.bibicare.ru