

Пинцет ЭЛИТЕСТ ПФ для рентгеновской пленки ПАСПОРТ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Пинцет ЭЛИТЕСТ ПФ предназначен для захвата и фиксации рентгеновской пленки во время её проявки и сушки.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Длина пинцета, мм, не более	180
Ширина губок, мм	18
Масса, грамм, не более	40

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Таблица 2

Наименование	Количество
Пинцет ЭЛИТЕСТ ПФ для рентгеновской пленки	1 шт.
Паспорт	1 экз.

4 УСТРОЙСТВО И ВНЕШНИЙ ВИД




Рисунок 1 - Внешний вид пинцета ЭЛИТЕСТ ПФ для рентгеновской пленки

- 1 - губки;
- 2 - механизм фиксации захвата;
- 3 - крючок;
- 4 - выемка.

Пинцет изготовлен из пластика, устойчивого к воздействию химреактивов и не повреждает эмульсионный слой при захвате рентгеновской пленки.

Дополнительный механизм фиксации (2) захвата позволяет без усилий удерживать пленку. Особая форма выемки (4) на одной из губок (1) и крючок (3) в основании пинцета дают возможность оставлять его на борту фотокуветы в процессе химобработки и подвешивать пленку во время сушки.

5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

5.1 Во время эксплуатации исключить контакты с легко воспламеняющимися и горючими жидкостями.

5.2 Эксплуатировать и хранить вдали от нагревательных приборов.

5.3 Хранение изделия осуществляется в крытых сухих складских помещениях, защищающих от воздействия атмосферных осадков, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других химически активных веществ.

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 В составе материала изделия не содержатся драгоценные материалы и цветные металлы.

6.2 Утилизация изделия должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 54533-2011, ИТС 15-2016, руководствуясь Федеральными законами №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления", №7-ФЗ от 10.01.2002 г. "Об охране окружающей среды", №96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" и другими федеральными и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие пинцета ЭЛИТЕСТ ПФ для рентгеновской пленки требованиям, предусмотренным в ТУ 28.99.39-094-96651179-2019 и действующей технической документации на изделие, при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты отгрузки покупателю.

Дата продажи _____

М.П.

Подпись _____

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пинцет ЭЛИТЕСТ ПФ для рентгеновской пленки
наименование

изготовлен в соответствии с ТУ 28.99.39-094-96651179-2019 и признан годным к эксплуатации.

Отдел ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

МП

число, месяц, год

9 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ООО «Арион», ИНН 5260177584

адрес: 603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 134, литер А, помещение 3.

телефон / факс: 8 (800) 511-01-14, (831) 434-96-41

e-mail: xrs@xrs.ru

сайт: арион.рф